



UP & DOWN

Sitzsystem für Rollstühle







UP & DOWN

Stufenlos winkelverstellbare Sitzfläche für Falt-Rollstühle.

- akkubetriebene Sitzwinkelverstellung
- individuelle Beckenaufrichtung
- Änderung der Sitzposition
- unterstützende Transferhilfe
- individuelle Polsterauflagen

Profitieren Sie bei aktiver Rollstuhl-Einstellung von einer individuellen Anpassung des Sitzwinkels ohne Änderung der Rollstuhleinstellung.



delego • Carl-Zeiss-Str. 42 • 47445 Moers
E: info@mydelego.de • W: mydelego.de • T: 02841 - 999 69 80